

wellion®

ENSEMBLES DE PERFUSION ET RÉSERVOIRS

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE CONCEPTION D'UN ENSEMBLE DE PERFUSION

Wellion PREMIUM90T

Le Wellion PREMIUM90T fournit une méthode sûre et efficace de perfusion d'insuline, tout en assurant de nouveaux niveaux de confort, de fiabilité et de facilité d'utilisation pour la vie quotidienne des utilisateurs de pompe à insuline.

CONFORT

La forme unique de l'aiguille d'introduction se caractérise par une extrémité plus fine et plus douce pour des insertions plus faciles et plus confortables. De plus, la canule flexible et non métallique améliore le confort du site d'insertion durant l'utilisation. Le pansement résiste à l'eau, adhère à la peau en s'adaptant aux mouvements durant les activités quotidiennes.





FIABILITÉ

Les caractéristiques de l'ensemble de perfusion Wellion PREMIUM90T en font l'un des profils les plus minces du marché : environ 50% d'épaisseur en moins par rapport aux autres. Le profil discret du Wellion PREMIUM 90T le rend presque invisible, même sous les vêtements les plus près du corps.

FACILITÉ D'UTILISATION


La conception du connecteur de l'ensemble de perfusion Wellion PREMIUM90T le rend facile d'utilisation, même si le site de perfusion est localisé dans un endroit peu visible. Le concept auto-collant ne nécessite pas l'utilisation d'un capuchon ou d'un connecteur supplémentaire pour faire adhérer le site de perfusion lorsqu'il est connecté à la pompe.

ASSEMBLAGE CLEAR VIEW™

Le Wellion PREMIUM90T est fait d'un matériau clair qui permet à l'utilisateur de vérifier le déroulement de la perfusion. La couleur et la composition des autres ensembles de perfusion du marché occultent le site de perfusion, ce qui rend difficile la détection d'un éventuel problème.

SETSAVER™ «PRÉSERVATION DU SET»

La forme « préservation du set » (SetSaver™) est une solution innovante de déconnexion, qui protège l'ensemble de perfusion de tout incident intervenant sur le tube, heurté ou tiré accidentellement.



WELLION PREMIUM90T

Materiau: Canule souple
Angle d'insersion: 90° pour le meilleur confort
Connexion: Luer standard
Longueur du tube: 6l ou 110 cm
Longueur de la canule: 6 ou 9 mm

Ensemble de perfusion Wellion PREMIUM90T	Contenu	Article numéro
6 mm / 6l cm	10 pièces	WELL2306
9 mm / 6l cm	10 pièces	WELL2309
6 mm / 110 cm	10 pièces	WELL4306
9 mm / 110 cm	10 pièces	WELL4309



LES UTILISATEURS DE POMPES À INSULINE ONT DÉSORMAIS DE NOUVELLES O P P O R T U N I T É S

Les utilisateurs de pompes à insuline ne sont plus obligés désormais de s'adresser aux fabricants de pompes pour leurs réservoirs et leurs ensembles de perfusion.

Les réservoirs Wellion LUERP500s et LUERP700s et les ensembles d'infusion Wellion PREMIUM90T sont une alternative pratique aux produits des fabricants de pompes à insuline.

RÉSERVOIRS WELLION

Les réservoirs Wellion LUERP500s et LUERP700s sont conçus pour assurer la sécurité lors de chaque application de la pompe. La particularité de leur connecteur en font des réservoirs différents. Les réservoirs Wellion LUERP500s et LUERP700s se caractérisent par une connexion Luer standard, qui permet l'utilisation de tous types d'ensembles de perfusion ayant un connecteur Luer, même pour les pompes de modèle Paradigm*.

Wellion LUERP500s

Le réservoir Wellion LUERP500s 1,8 ml est compatible avec les pompes à insuline Medtronic Minimed Paradigm* et se caractérise par une connexion Luer qui permet l'utilisation de tous les ensembles de perfusion standards avec ces pompes.

- Aiguille à niveau 22 gauge avec capuchon
- Poussoir sans secousse avec un arrêt positif à la fin du cylindre
- Réservoir de 1,8 ml



	Contenu	Art. Numéro
Wellion LUERP500s	10 pièces	WELL326A

Wellion LUERP700s

Le réservoir LUERP700s 3,0 ml est compatible avec les pompes à insuline Medtronic Minimed Paradigm* et se caractérise par une connexion Luer qui permet l'utilisation de tous les ensembles de perfusion standards avec ces pompes.

- Aiguille à niveau 22 gauge avec capuchon
- Pousseur sans secousse avec un arrêt positif à la fin du cylindre
- Réservoir de 3,0 ml



	Contenu	Art. Numéro
Wellion LUERP700s	10 pièces	WELL332A

Distributeur:



Somedics RD

13, Rue Camille Desmoulins
F - 92441 Issy-Les-Moulineaux
Tél : (33) 01 58 04 27 63
Fax : (33) 01 58 04 25 71
contact@somedicsrd.com



THE MEDICAL SERVICES COMPANY

ÖSTERREICH:

MED TRUST Holding Ges.m.b.H.

Michael Hainisch Straße 17 • A-2493 Lichtenwörth
Tel.: (+43)02622/77211-0 Fax: (+43)02622/77211-77
e-mail: office@medtrust.at • www.medtrust.at