

Réservoirs

Les réservoirs P500 1,8ml et P700 3ml sont compatibles avec les pompes à insuline Medtronic Minimed Paradigm* et se caractérisent par une connexion Luer qui permet l'utilisation de tous les ensembles de perfusion standards avec ces pompes.

- Aiguille à niveau 22 gauge avec capuchon
- Pousseur sans secousse avec un arrêt positif à la fin du cylindre



Réservoirs	Art. numéro
Wellion P500	326 A
Wellion P700	332 A

SetSaver™ «préservation du set»

La forme «préservation du set» (SetSaver™) est une solution innovante de déconnexion, qui protège l'ensemble de perfusion de tout incident intervenant sur le tube, heurté ou tiré accidentellement.

Premium 90T

Matériau :	Canule souple
Angle d'insertion :	90° pour le meilleur confort
Connexion :	Luer standard
Longueur du tube :	61 ou 110 cm
Longueur de la canule :	6 ou 9 mm



Ensemble de perfusion Premium	Art. numéro
Premium 6mm / 61 cm	2306
Premium 9mm / 61 cm	2309
Premium 6mm / 110 cm	4306
Premium 9mm / 110 cm	4309