

SET SAVER™ «PRÉSERVATION DU SET»

La forme « préservation du set » (SetSaver™) est une solution innovante de déconnexion, qui protège l'ensemble de perfusion de tout incident intervenant sur le tube, heurté ou tiré accidentellement.



WELLION PREMIUM90T

Matériau: Canule souple
 Angle d'insertion: 90° pour le meilleur confort
 Connexion: Luer standard
 Longueur du tube: 61 ou 110 cm
 Longueur de la canule: 6 ou 9 mm

Ensemble de perfusion: Wellion PREMIUM90T	Contenu	Article numéro
6 mm / 61 cm	10 pièces	WELL2306
9 mm / 61 cm	10 pièces	WELL2309
6 mm / 110 cm	10 pièces	WELL4306
9 mm / 110 cm	10 pièces	WELL4309

Wellion LUERP500s

Le réservoir Wellion LUERP500s 1,8 ml est compatible avec les pompes à insuline Medtronic Minimed Paradigm® et se caractérise par une connexion Luer qui permet l'utilisation de tous les ensembles de perfusion standards avec ces pompes.

- Aiguille à niveau 22 gauge avec capuchon
- Pousseur sans secousse avec un arrêt positif à la fin du cylindre
- Réservoir de 1,8 ml



Wellion LUERP500s	Contenu	Art. Numéro
	10 pièces	WELL326A

Wellion LUERP700s

Le réservoir LUERP700s 3,0 ml est compatible avec les pompes à insuline Medtronic Minimed Paradigm® et se caractérise par une connexion Luer qui permet l'utilisation de tous les ensembles de perfusion standards avec ces pompes.

- Aiguille à niveau 22 gauge avec capuchon
- Pousseur sans secousse avec un arrêt positif à la fin du cylindre
- Réservoir de 3,0 ml



Wellion LUERP700s	Contenu	Art. Numéro
	10 pièces	WELL332A